

# Ceinture abdominale - Maintien modulable YZA

**Codes :**

Reference: YZACAHPPF

**Description :**

Made in France  
Pour tous fauteuils  
Certifiée CE  
Dispositif médical de classe 1  
Conforme à la législation REACH  
Température de lavage : 70°C (gamme Hospitalière) Disponible en taille unique  
Tour de taille : 50/145 cm  
Hauteur de la ceinture : 18 cm  
Boucle : 50 mm

la Ceinture YZA Abdominale.

Compatible avec le système NAUSI-SURE qui est un dispositif sécurisé de contention à fermeture magnétique.

Certifiée CE et fabriquée en France, la Ceinture YZA est conçue dans le but de procurer au patient un maintien au fauteuil personnalisé et optimisé.

Son système de sangles montées sur élastique évite au patient les phénomènes de compression dus au serrage des sangles.

Prix pour la ceinture abdominale de maintien modulable YZA SEUL. La ceinture yza est modulable, ajouter les éléments suivant pour créer une ceinture pelvienne, abdominale ou une ceinture intégrale:

---

YZACAHP-PF Ceinture YZA abdominale, gamme hospitalière  
YZA-MP Module de maintien pelvien  
YZA-GBHP-PF Gilet YZA de buste, gamme hospitalière  
YZA-MB Module de maintien de buste

REF 2017 : YZACA (HP)/ REF 2018 : YZACAHPPF