

(Sur) Matelas Axtair® Automorpho

Codes :

Reference: VAXT4AUTO



Description :

18 cellules en PU opalescent indépendantes de 12 cm de hauteur.

3 cellules de tête statiques et recouvertes d'un oreiller de confort.

Protection intégrale.

Système de calcul automatique de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient.

Alarmes visuelles et sonores.

Verrouillage automatique du clavier.

Gonflage rapide du matelas.

Dégonflage d'urgence par CPR.

Base anti-dérapante.

Poids patient : de 30 à 135 kg.

Risque moyen à risque élevé.

Garantie : 2 ans

Fabrication française