

Matelas Axtair® Automorpho VERSION AT12

Codes :

Reference: VAXT6AUTO



Description :

Dégonflage possible des 4 cellules en pied du matelas

Obturation automatique des circuits d'air lors des déconnexions

Communication matelas compresseur

Technologie Axensor associant les fonctions de détection des inclinaisons de buste, de transmission vers le compresseur, d'analyse et de communication par Bluetooth des données techniques et d'usage du dispositif

Traçabilité des évènements techniques, assistance à la maintenance préventive et curative

Aide au traitement des escarres constituées par principe d'alternance cliniquement éprouvé

EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE

Calcul automatique et continu de la pression de gonflage adaptée à la morphologie et à la position du patient . 2 modes thérapeutiques: dynamique et statique basse pression.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Interface du compresseur intuitive. Autonomie de transport de 8 heures.

SÉCURITÉ D'UTILISATION

Vanne CPR d'urgence. Verrouillage automatique du clavier. Mode soins temporisé 30 minutes. Alarmes visuelles et sonores. Base anti-dérapante.

TRAÇABILITÉ OPTIMISÉE

Communication par Bluetooth permettant d'accéder à des données techniques et d'usage du dispositif médical.

POUR PATIENT À RISQUE ÉLEVÉ, LEVÉ OU NON DANS LA JOURNÉE, ALITÉ PLUS DE 15 HEURES PAR JOUR.

Poids : 30 À 165 KG.