

(Sur) Matelas Axtair® Automorpho version AT15

Codes :

Reference: VAXT6MAX



Description :

18 cellules en PU opalescent indépendantes de 12 cm (AT12) ou 15 cm (AT15) de hauteur.
3 cellules de tête statiques et recouvertes d'un oreiller de confort.

Système de calcul automatique de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient.

Protection intégrale. Housse CIC. Base anti-dérapante.

Alarmes visuelles et sonores.

Axensor : ajustement automatique et permanent de la pression à plat et en fonction de l'inclinaison du relève-buste de lit.

Verrouillage automatique du clavier.

Décharges talonnières : dégonflage possible des 4 cellules en pied de matelas.

Poids patient : de 30 à 165 kg (AT12) et 180 kg (AT15).

Gonflage rapide du matelas. Dégonflage d'urgence par CPR.

Risque moyen à risque élevé.

Garantie : 2 ans (4 ans pour la housse CIC).

Fabrication française.