

Tubulure Space line Neutrapur Piggyback Infusomat®

Codes :

Reference: 8250710SP

**Description :**

Permet l'homogénéité dans la gestion du parc d'appareils indépendamment des services.

Transportabilité optimale.

Fonctionne sur secteur et/ou sur batterie.

Innove en matière de sécurité avec l'intégration d'un clamp anti-écoulement libre combiné aux tubulures de la gamme SpaceLine et la pompe.

Tubulure : Infusomat® Space line Neutrapur Piggyback pour Pompe à perfusion Infusomat® Space