

# Transfuseur Infusomat® Space line pour Pompe à perfusion Infusomat® Space

## Codes :

Reference: 8270066SP



## Description :

Permet l'homogénéité dans la gestion du parc d'appareils indépendamment des services.  
Transportabilité optimale. Fonctionne sur secteur et/ou sur batterie.  
Innove en matière de sécurité avec l'intégration d'un clamp anti-écoulement libre combiné aux tubulures de la gamme SpaceLine et la pompe

Tubulure : Transfuseur Infusomat® Space line pour Pompe à perfusion Infusomat® Space