

Surmatelas PM100A 90 x 200 x 18

Codes :

Reference: 252470



Description :

Prévention des escarres.

PM 100A

Surmatelas monobloc composé de : 10 cellules de 13 cm (zone sacrée) et 5 cellules de 5 cm (zone talons). Plaque de mousse HR 37 kg/m³. Support mousse de 5 cm en 28 kg/m³. Compresseur réglage manuel de 40 à 120 kg. Housse Cartex.

Besoin d'un devis ? Contactez-nous : 02.99.09.45.25 / contact@l-med.fr

Matelas PM 100A complet 90 cm ref : 252470.