

# Chariot de change grand modèle CT Evo II

## Codes :

Reference: AA10061



## Description :

Grand modèle, dim. : 99,4 x 128,5 x 63 cm.  
1 tiroir 600 x 400 mm. 1 bac de pioche encastrable.  
2 paniers latéraux grand modèle. 1 étagère amovible.  
3 séparateurs réglables pour étagère amovible.  
Avec option trieur de change 3 colonne

Structure acier traitée anti corrosion à l'époxy. Roulettes diam. 125 mm (1 roulette à frein, 1 roulette directionnelle, 2 roulettes pivotantes). Nombreuses options disponibles. Coloris : bleu lagon, tournesol, framboise, myrtille.