

Orthèse In-Line™ gauche TXS à TL à base métacarpienne Rolyan®

Codes :

Reference: 091058015

**Description :**

L'attelle In-Line est une sangle de support métacarpo-phalangiennes renforcée de néoprène. En tissu néoprène (ép. 2,4mm). Retient la chaleur et accroît le confort. Apporte le support requis sans l'encombrement

Lavable à la main

Pour déterminer la taille, mesurer la circonférence du poignet

Taille et mesures : M : 16,5 - 19cm

Existe aussi en : taille XS : Jusqu'à 14,5cm ; taille S : 14,5 - 16,5 cm ; taille L : Supérieur ou égal à 19cm.

Par défaut la taille choisie est M 16,5 - 19 cm, autre taille nous contacter.