

Plateform de transfert pivotante Etac Turner pro

Codes :

Reference: TURNER2



Description :

Promotion en cours pour l'achat d'un lot de deux plateformes : suivre ce lien.

AVANTAGES :

- Peut supporter un poids maximum de 200 kg au lieu de 150 kg
- Facile à transporter et léger : seulement 7,5 kg contre 15,8 kg pour l'ancien modèle
- Plus design et ergonomique
- Possède une poignée de saisie colorée

DIMENSIONS :

- Hauteur poignée : 78 - 120 cm
- Diamètre plate-forme : 40 cm
- Hauteur plate-forme : 20 mm
- Largeur support de jambes inférieur : 38 cm
- Hauteur support de jambes inférieur : 15 cm

MATÉRIAUX :

Fonte d'aluminium, acier avec revêtement de poudre, chrome 3

Conformes aux normes MDD 93/42/CEE EN 12182
Poids total : 7,5 kg
Poids max. de l'utilisateur 200 kg

CARACTÉRISTIQUES :

COMPACT : Facile à transporter. Léger, seulement 7,5 kg. Il est compact, équilibré et facile à saisir.
POIGNÉE DE COULEUR CONTRASTÉE : La couleur contrastée assure une visibilité parfaite de la poignée qui peut aider les utilisateurs ayant une déficience visuelle. La poignée permet plusieurs possibilités de saisie pour le personnel soignant et l'utilisateur.
PLATEAU PRINCIPAL FONCTIONNEL : Plateau principal en fonte d'aluminium avec fonction antidérapante. Rotation très facile. Les roues facilitent le transport du Turner PRO à l'intérieur.
SUPPORT DE JAMBES LATÉRAL : Souple et confortable, fournit un soutien latéral. Réglage facile à la hauteur nécessaire. Plateau avec poignée d'appui

Transfert du lit au fauteuil roulant/à la chaise de douche
Transfert du fauteuil roulant aux toilettes
Transfert de la chaise au fauteuil roulant/à la chaise de douche

Le Turner PRO permet à la personne assistée et au personnel soignant de se sentir en sécurité et de réaliser le transfert facilement. Il favorise la position debout naturelle, permet une bonne posture et réduit le risque de blessures.

L'importance des transferts en toute sécurité Les personnes qui nécessitent une assistance ne se sentent pas souvent en sécurité durant les transferts et le personnel soignant qui participe à ceux-ci est alors soumis à un stress certain. Le risque d'accident ainsi que l'insécurité de la part du personnel soignant et de la personne assistée peuvent entraîner une diminution des transferts. Le Turner PRO permet à la personne assistée et au personnel soignant de se sentir en sécurité et de réaliser le transfert facilement. Facile à utiliser. Le Turner PRO est l'outil idéal pour les hôpitaux, les établissements de soin et le domicile. Sa conception intuitive assure une facilité d'utilisation. Les seuls ajustements nécessaires sont la hauteur de la poignée et celle du support de jambes. Le Turner PRO fonctionne à merveille sur toutes les surfaces, même sur les tapis. Un transfert en toute sécurité qui permet un contact visuel et une bonne communication.