

Fauteuil de repos Quiego

Codes :

Reference: QUIEGO2500

**Description :**

Assise et dossier au maintien optimal.
Hauteur réglable et dossier inclinable.
Mousse haute résilience 40 kg/m³.
Accoudoirs réglables et escamotables.
Appui-tête indépendant et amovible.
2 roulettes de manutention.
Finition époxy, 16 couleurs au choix.
Tissu M1, 3 couleurs au choix. Nous contacter.
Plusieurs options disponibles.
Appui-jambes en option.
Garantie : 1 an.
Fabrication française.

Fauteuil de repos Quiego 2500 HMS-Vilgo