

Vario 18 Kit " Fausses routes " : bocal 250 ml + couvercle

Codes :

Reference: 0770125

**Description :**

Pour collectivités, usages fréquents ou longue durée.

Instauration du vide grâce à la technologie QuatroFlex™.

Etablissement du vide grâce au régulateur de vide à membrane.

Livré avec 5 filtres hydrophobes, trop plein antibactériens et tuyau en silicone avec raccords.

Dépression : -75 kpa/563 mmHg.

Débit : 18 litres/mn.

Vacuomètre.

Garantie : 2 ans

Kit " Fausses routes " : bocal 250 ml + couvercle.

