

Chariot de douche 509

Codes :

Reference: C4300

**Description :**

Chariot de douche 509.

Chariot de douche Hydraulique pour un transfert sur le chariot facile et confortable.

Barrières latérales de protection escamotables. Bonde et tuyau d'évacuation.

Structure en acier époxy anticorrosion. Barrières profilées escamotables, époxy.

Plan de couchage : 178 x 60 cm. Bonde d'évacuation - Tuyau d'évacuation 185 cm, Ø 4 cm.

Charge maximum : 155 kg.

Garantie : 2 ans. Fabrication française.

Hauteur variable hydraulique 52 à 88 cm, par pédale bilatérale.

Plan de couchage légèrement incliné, pour écoulement de l'eau. Matelas polyester vert caraïbes molletonnée. Coussin appui-tête cylindrique.

Barres de poussée tête et pieds.

Panier porte vêtements thermoformé en tête de chariot.

Chariot sans freinage centralisé.

Autre chariot de douche 509 disponible : avec option freinage centralisé des 4 roues ref:C430001.

*Chariot de douche 509 Médicatlantique by Winnicare ref: C4300. AIDES AU BAIN - A LA DOUCHE
Transfert et bain. Brancard de douche.*

