

# Chariot de douche 509 Freinage centralisé 4 roues

## Codes :

Reference: C430001



## Description :

Chariot de douche 509.

Chariot de douche Hydraulique pour un transfert sur le chariot facile et confortable.

Barrières latérales de protection escamotables. Bonde et tuyau d'évacuation.

Structure en acier époxy anticorrosion. Barrières profilées escamotables, époxy.

Plan de couchage : 178 x 60 cm. Bonde d'évacuation - Tuyau d'évacuation 185 cm, Ø 4 cm.

Charge maximum : 155 kg.

Garantie : 2 ans. Fabrication française.

Hauteur variable hydraulique 52 à 88 cm, par pédale bilatérale.

Plan de couchage légèrement incliné, pour écoulement de l'eau. Matelas polyester vert caraïbes molletonnée. Coussin appui-tête cylindrique.

Barres de poussée tête et pieds.

Panier porte vêtements thermoformé en tête de chariot.

Chariot de douche 509 avec freinage centralisé.

Freinage centralisé des 4 roues pour chariot de douche. Diam.Ø : 125 mm.

Autre chariot de douche 509 disponible : sans option freinage ref:C4300.

---

*Chariot de douche 509 Freinage centralisé 4 roues. Chariot de douche 509 médicatlantique by winncare ref: c430001. aides au bain - a la douche transfert et bain. brancard de douche.*