


Orthèses adulte main/poignet double à pression UriasTM

Codes :

Reference: 091006378

**Description :**

Ces orthèses exercent une pression thérapeutique sur les bras, jambes, mains et pieds pendant une rééducation neurologique. Faciles à appliquer.

Désign. : Adulte - main poignet sans fermeture

Chambre : Double

Long. : 30cm

Double chambre PVC lavable

Fermeture en plastique transparent (pour faciliter le positionnement)

S'appliquent d'abord sur le membre du patient, puis se gonflent

Lors du gonflage, la couche intérieure (douce) moule parfaitement au membre

Se gonfle à la bouche avec le bec et le filtre ou avec une pompe manuelle

La pression ne doit pas excéder 40mm/Hg

Avantages :

Développement anormal de la tonicité. Appliquer pour les lésions cérébrales causées par un traumatisme. Inhibent la spasticité, assistent les mouvements, supportent le poids du corps et réduisent les oedèmes. La force dynamique encourage le rétablissement des sens en stimulant les propriocepteurs

Inhibe le développement des contractures dues aux désordres neurologiques. Une fois la contracture présente, l'orthèse s'utilise pour étirer et positionner le membre, en réduisant progressivement la déformation.

Disponible en tailles adulte, nouveau né et enfant dans plusieurs longueurs. La taille se détermine

en mesurant la long. du membre

Orthèses à chambre simple ou double. La chambre simple exerce une pression autour du membre. La chambre double offre une variété de points de pression dans 2 chambres séparées pour diriger la tonicité de l'extension et de la flexion