

## Chaise de transfert Swifi

**Codes :**

Reference: 3013002

**Description :**

Structure en acier époxy gris nuage.  
Accoudoirs escamotables.  
Grande stabilité et excellent confort.  
Support dossier patient.  
Possibilité de nombreux accessoires.  
Freinage centralisé.  
Existe en version large.  
Revêtement lavable non feu M1. CE.  
Poids max. utilisateur : 200 kg  
En option : support bouteille oxygène et tige porte-sérum rotative.  
Garantie : 2 ans (hors sellerie).

De nombreuses couleurs disponibles, nous contacter lors de votre commande.

*Chaise de transfert Swifi. ref : 3013002.*