

Orthèses adulte doigt simple à pression Urias™

Codes :

Reference: 091128883



Description :

Ces orthèses exercent une pression thérapeutique sur les bras, jambes, mains et pieds pendant une rééducation neurologique. Faciles à appliquer.

Design. : Adulte - doigt

Chambre : Simple

Long. : 14,5cm

Fermeture en plastique transparent (pour faciliter le positionnement)

S'appliquent d'abord sur le membre du patient, puis se gonflent

Lors du gonflage, la couche intérieure (douce) moule parfaitement au membre

Se gonfle à la bouche avec le bec et le filtre ou avec une pompe manuelle

La pression ne doit pas excéder 40mm/Hg

Avantages :

Développement anormal de la tonicité. Appliquer pour les lésions cérébrales causées par un traumatisme. Inhibent la spasticité, assistent les mouvements, supportent le poids du corps et réduisent les oedèmes. La force dynamique encourage le rétablissement des sens en stimulant les propriocepteurs

Inhibe le développement des contractures dues aux désordres neurologiques. Une fois la contracture présente, l'orthèse s'utilise pour étirer et positionner le membre, en réduisant progressivement la déformation.

Disponible en tailles adulte, nouveau né et enfant dans plusieurs longueurs. La taille se détermine en mesurant la long. du membre

Orthèses à chambre simple ou double. La chambre simple exerce une pression autour du membre. La chambre double offre une variété de points de pression dans 2 chambres séparées pour diriger

la tonicité de l'extension et de la flexion